

luca



Schlüsselanhänger

- Schnell und sicher bei luca-Standorten einchecken
- Verschlüsselte und sichere Kontaktdatenübermittlung
- Lückenlose und verantwortungsvolle Kontaktnachverfolgung

QR-Code

Der QR-Code muss beim Betreten eines luca-Standorts von den Betreibern gescannt werden.

Seriennummer

Die Seriennummer hat zwei Funktionen. Du brauchst sie:

1. um deinen Schlüsselanhänger zu registrieren.
2. um im eigenen Infektionsfall die luca-Historie an das Gesundheitsamt zu übermitteln.
Übermittelst du deine Seriennummer, kann das Gesundheitsamt deine Check-ins der letzten 14 Tage sehen. Anschließend kann das Gesundheitsamt diejenigen informieren, mit denen du zeitgleich an einem Ort warst.

Deine Seriennummer

luca-Schlüsselanhänger registrieren:

Dein luca-Schlüsselanhänger muss einmalig registriert werden. Sobald du registriert bist, kannst du dich bei luca-Standorten einchecken.

1. Webseite besuchen
<https://app.luca-app.de/registerBadge/>
2. Seriennummer des Schlüsselanhängers angeben
3. Kontaktinformationen eingeben
4. Registrierung abschließen